

SuperHot Taq DNA Polymerase

 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Biochemikalien](#) / [Enzyme und Coenzyme](#) / SuperHot Taq DNA Polymerase

Produktdaten

HS-Nr 35079090
Lagerung -20°C
LGK 10-13

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
A5231.0200	200 null		auf Anfrage

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 16.05.2026 um 03:32 Uhr.