

## Messkolben, Trapezform, Borosilikatglas 3.3, Klasse A LLG-Labware

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops\\_Q1\\_2026](#) / Messkolben, Trapezform, Borosilikatglas 3.3, Klasse A LLG-Labware

### Produktdaten

Trapezform. Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung.

- DIN EN ISO 1042 (600.6862.25, 600.6862.26, 600.6862.29, 600.6862.30, 600.6862.31)
- Mit NS-Schliff und PE-Stopfen
- Blaue Ringmarke und Beschriftung

Art.-Nr.	Für Nennvolumen	Schliffgrösse	Tol. +/-	Preis
600.6862.25	1 ml	NS7/16	±0.025 ml	CHF 27.70
600.6862.26	2 ml	NS7/16	±0.025 ml	CHF 27.70
600.6862.27	3 ml	NS7/16	±0.025 ml	CHF 27.70
600.6862.28	4 ml	NS7/16	±0.025 ml	CHF 27.70
600.6862.29	10 ml	NS10/19	±0.040 ml	CHF 28.40
600.6862.30	20 ml	NS10/19	±0.040 ml	CHF 34.70
600.6862.31	25 ml	NS10/19	±0.040 ml	CHF 34.70

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 02.05.2026 um 03:05 Uhr.