

Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A, Braunglas LLG- Labware

[Produkt im eShop](#)

Startseite / [Labortops_Q1_2026](#) / Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A, Braunglas LLG-Labware

Produktdaten

Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung.

- DIN EN ISO 1042
- Mit NS-Schliff und PE-Stopfen
- Weisse Ringmarke und Beschriftung

Art.-Nr.	Für Nennvolumen	Schliffgrösse	Tol. +/-	Preis
600.6862.46	5 ml	NS10/19	±0.040 ml	CHF 25.50
600.6862.47	10 ml	NS10/19	±0.040 ml	CHF 25.50
600.6862.48	20 ml	NS10/19	±0.040 ml	CHF 27.30
600.6862.49	25 ml	NS10/19	±0.040 ml	CHF 27.30
600.6862.50	50 ml	NS14/23	±0.100 ml	CHF 35.90
600.6862.51	100 ml	NS14/23	±0.100 ml	CHF 40.70
600.6862.52	200 ml	NS14/23	±0.150 ml	CHF 54.00
600.6862.53	250 ml	NS14/23	±0.150 ml	CHF 54.00
600.6862.54	500 ml	NS19/26	±0.250 ml	CHF 90.60
600.6862.55	1000 ml	NS24/29	±0.400 ml	CHF 70.10
600.6862.56	2000 ml	NS29/32	±0.600 ml	CHF 92.20

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 04.05.2026 um 04:23 Uhr.