

Spritzen für GC Autosampller von Perkin- Elmer Tarjan

[Produkt im eShop](#)

Startseite / [Labortops Q2 2026](#) / Spritzen für GC Autosampller von Perkin-Elmer Tarjan

Produktdaten

GC Spritzen für alle Perkin-Elmer Autosampller z.B. Clarus.

- Mit fester oder austauschbarer Nadel
- Zwei verschiedene Nadeldurchmesser
- Alle Nadeln sind 70 mm lang und mit konischer Nadelspitze
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit, geringer Carryover.

Art.-Nr.	Volumen	Nadel	Gauge (AD)	Beschreibung	Preis
619.0046.70	50 µl	fest	23 (0,63) mm	-	CHF 88.00 CHF 195.00
619.2049.55	5 µl	fest	23 (0.63) mm	gasdicht	CHF 87.35 CHF 175.00
619.2212.81	5 µl	fest	26 (0.47) mm	-	CHF 170.00
619.2212.82	5 µl	fest	23 (0.63) mm	-	CHF 170.00
619.2212.83	5 µl	fest	26 (0.47) mm	gasdicht	CHF 175.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 08.05.2026 um 11:43 Uhr.