

Spritzen für GC Autosampller von CTC / Thermo Trajan

[Produkt im eShop](#)

Startseite / [Labortops Q2 2026](#) / Spritzen für GC Autosampller von CTC / Thermo Trajan

Produktdaten

Spritzen für CTC Analytics CombiPal und GC PAL.

- Mit fester oder austauschbarer Nadel
- Zwei verschiedene Nadeldurchmesser (Nadelspitze: konisch)
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit, geringer Carryover
- Typ A für Thermo TriPlus, Typ B für Thermo AS3000, AS2000, AS200/80
- Nadellänge: 50 mm

Art.-Nr.	Typ	Volumen	Nadel	Gauge (AD)	Beschreibung	Preis
619.2212.91	A	10 µl	fest	23 (0.63) mm	-	CHF 566.10
619.2694.87	B (auch für Bruker (Varian))	10 µl	fest	26 (0.47) mm	-	CHF 175.00
619.6281.36	A	25 µl	fest	23 (0.63) mm	gasdicht	CHF 79.45 CHF 160.00
619.6295.23	A	10 µl	austauschbar	26 (0.47) mm	gasdicht	CHF 175.00
619.6569.84	A	10 µl	fest	23 (0.63) mm	-	CHF 145.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 18.05.2026 um 22:14 Uhr.