

Luminometer Clean-Trace™ LM1 3M

[Produkt im eShop](#)[Startseite](#) / [Marken](#) / [3M](#) / Luminometer Clean-Trace™ LM1 3M

Produktdaten

Einfaches, schnelles und zuverlässiges, Diagnosegerät zur Überprüfung der Reinigungseffektivität und Erfassung, Speicherung und Verwaltung von Daten für spätere Analysen.

- Kompakt und einfach zu bedienen
- Schnelle Ergebnisse ermöglichen sofortige Korrekturmaßnahmen
- Für die Verwendung mit den Abstrichtupfern 3M™ Clean-Trace™ UXL100, AQT200 und AQF100
- Nicht im Freien verwenden

- Betriebstemperaturbereich: +5 °C bis +40 °C (+41 °F bis +104 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 90 %, nicht kondensierend
- Lagerungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
- Wechselstromspannung für Netzteil: 100 – 240 V
- Externe Anschlüsse: USB 2.0 Typ Mini-AB-Anschluss
- Breite: 84,47 mm
- Höhe: 268,17 mm
- Gewicht: 517,83 g

Art.-Nr.	Preis
17.9995.10	CHF 4'202.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
12.9995.02	Abstrichtupfer für Luminometer 3M™ Clean-Trace™ NG3/LM1 3M	ab CHF 549.95

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2026 um 12:03 Uhr.

www.huberlab.ch