

Entsorgungsbeutel, PP, autoklavierbar LLG- Labware



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops Q2 2026](#) / Entsorgungsbeutel, PP, autoklavierbar LLG-Labware

Produktdaten

Zur Beseitigung kontaminierter Laborartikel. Folienstärke ca. 50 µm, mit extra breiter Bodennaht. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.

Art.-Nr.	Beschreibung	B x L	Volumen	Autoklavierbar	Preis
600.4040.20	klar	200 x 300 mm	1.5 l	bis 121 °C	CHF 7.10 CHF 16.10
600.4041.00	klar	300 x 500 mm	6 l	bis 121 °C	CHF 105.00 CHF 234.40
600.4041.01	klar	400 x 780 mm	22 l	bis 121 °C	CHF 135.00 CHF 300.00
600.4041.02	klar	600 x 800 mm	32 l	bis 121 °C	CHF 165.00 CHF 370.00
600.4041.03	transparent	600 x 780 mm	32 l	bis 134 °C	CHF 61.00
600.4041.04	klar	700 x 1100 mm	72 l	bis 121 °C	CHF 175.00 CHF 395.00
600.4041.05	transparent	700 x 1100 mm	72 l	bis 134 °C	CHF 78.90
600.4042.21	transparent	400 x 780 mm	22 l	bis 134 °C	CHF 106.40
600.4042.22	transparent	500 x 780 mm	25 l	bis 134 °C	CHF 128.30
600.4042.23	transparent	600 x 780 mm	32 l	bis 134 °C	CHF 143.90
600.4042.24	transparent	700 x 1100 mm	72 l	bis 134 °C	CHF 254.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 24.04.2026 um 06:24 Uhr.