


Sauerstoffflasche nach Winkler Starke



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops Q4 2025](#) / Sauerstoffflasche nach Winkler Starke

Produktdaten

Nach Winkler. Natron-Kalk-Glas.

Zur Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffs. Das gemessene Volumen ist auf $\pm 0,01$ ml genau angegeben. Mit weissem Beschriftungsfeld. Massiver, schräg angeschnittener NS-Glasstopfen, der mit einer Federklemme gesichert werden kann. Jede Flasche wird mit dem dazugehörigen Stopfen justiert. Stopfen und Flasche sind daher nicht austauschbar. Eindeutige Zuordnung von Flasche und Stopfen durch paarweise Nummerierung.

| Art.-Nr. | Volumen | Kern NS | Preis |
|-------------|----------------|---------|-----------|
| 683.3040.38 | 100 bis 150 ml | 14/23 | CHF 26.90 |
| 683.3040.48 | 250 bis 300 ml | 19/26 | CHF 31.45 |

Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis |
|-----------|--|-------------|
| 5.6055.00 | Federklemmen für Sauerstoff-Flaschen nach Winkler Lenz | ab CHF 9.00 |

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 15.05.2026 um 02:42 Uhr.