

Wägeschalen, PS, rautenförmig, antistatisch LLG-Labware



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops Q2 2026](#) / Wägeschalen, PS, rauteformig, antistatisch LLG-Labware

Produktdaten

Biologisch inaktiv und beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Alkohole. Temperaturbeständig von -10 bis 70 °C. Geeignet für den Gebrauch mit Mikrowellen-Feuchtebestimmer. Die Wägeschalen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Gießen. Mit breitem, flachem Boden um das Umkippen der Wägeschalen zu verhindern.

Nur für Forschung und Entwicklung.

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	Abmessungen	Preis
600.9007.88	5 ml	weiss	55 x 35 x 6 mm	CHF 31.65 CHF 89.80
600.9008.01	5 ml	schwarz	55 x 35 x 6 mm	CHF 34.85 CHF 98.80
600.9501.94	30 ml	weiss	85 x 65 x 14 mm	CHF 12.40 CHF 35.80
600.9501.95	100 ml	weiss	125 x 100 x 19 mm	CHF 18.10 CHF 44.80
600.9501.96	30 ml	schwarz	85 x 65 x 14 mm	CHF 13.70 CHF 39.30
600.9501.97	100 ml	schwarz	125 x 100 x 19 mm	CHF 19.35 CHF 49.30

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2026 um 04:45 Uhr.