

Stativringe Bochem



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops Q2 2026](#) / Stativringe Bochem

Produktdaten

18/10 Stahl oder Stahl verzinkt. Mit oder ohne Muffe.

Verschiedene Typen erhältlich:

- Typ 1: geschlossener Ring
- Typ 2: geschlossener Ring, mit Muffe
- Typ 3: offener Ring

Art.-Nr.	Typ	Material	Länge	Durchmesser	Preis
13.1015.00	Typ 2: geschlossener Ring, mit Muffe	18/10 Stahl	70 mm	140 mm	CHF 66.10
13.1015.01	Typ 2: geschlossener Ring, mit Muffe	Verzinkt	70 mm	50 mm	CHF 17.95 CHF 34.10
13.1015.02	Typ 2: geschlossener Ring, mit Muffe	Verzinkt	70 mm	70 mm	CHF 19.65 CHF 37.30
13.1015.03	Typ 2: geschlossener Ring, mit Muffe	Verzinkt	70 mm	100 mm	CHF 20.90 CHF 39.65
13.1015.04	Typ 2: geschlossener Ring, mit Muffe	Verzinkt	70 mm	130 mm	CHF 43.10
13.1015.05	Typ 2: geschlossener Ring, mit Muffe	Verzinkt	70 mm	160 mm	CHF 45.85
13.1015.95	Typ 2: geschlossener Ring, mit Muffe	18/10 Stahl	70 mm	50 mm	CHF 54.25
13.1015.96	Typ 2: geschlossener Ring, mit Muffe	18/10 Stahl	70 mm	70 mm	CHF 54.25
13.1015.97	Typ 2: geschlossener Ring, mit Muffe	18/10 Stahl	70 mm	100 mm	CHF 58.20
13.1015.98	Typ 2: geschlossener Ring, mit Muffe	18/10 Stahl	70 mm	120 mm	CHF 62.80
13.5500.63	Typ 1: geschlossener Ring	18/10 Stahl	160 mm	50 mm	CHF 18.65
13.5501.64	Typ 1: geschlossener Ring	18/10 Stahl	200 mm	70 mm	CHF 18.95

13.5502.65	Typ 1: geschlossener Ring	18/10 Stahl	220 mm	100 mm	CHF 22.10
13.5503.66	Typ 1: geschlossener Ring	18/10 Stahl	220 mm	120 mm	CHF 27.00
13.5504.67	Typ 1: geschlossener Ring	18/10 Stahl	220 mm	140 mm	CHF 29.50
13.5510.69	Typ 3: offener Ring	18/10 Stahl	160 mm	50 mm	CHF 28.25
13.5511.70	Typ 3: offener Ring	18/10 Stahl	200 mm	70 mm	CHF 28.25
13.5512.71	Typ 3: offener Ring	18/10 Stahl	220 mm	100 mm	CHF 32.15
13.5580.79	Typ 1: geschlossener Ring	Verzinkt	160 mm	50 mm	CHF 8.80 CHF 16.70
13.5581.80	Typ 1: geschlossener Ring	Verzinkt	200 mm	70 mm	CHF 10.10 CHF 19.15
13.5582.81	Typ 1: geschlossener Ring	Verzinkt	220 mm	100 mm	CHF 11.30 CHF 21.45
13.5583.82	Typ 1: geschlossener Ring	Verzinkt	220 mm	130 mm	CHF 24.45
13.5584.83	Typ 1: geschlossener Ring	Verzinkt	220 mm	160 mm	CHF 26.25

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 22.04.2026 um 21:31 Uhr.