

Mini-Handschuhbox, PMMA Sicco Bohlender



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops_Q1_2026](#) / Mini-Handschuhbox, PMMA Sicco Bohlender

Produktdaten

Zum einfachen Handling kleiner Produktmengen in abgeschlossenem Arbeitsraum. Leicht transportabel durch geringes Eigengewicht. Die Irisport-Eingriffe können einfach gegen Handschuhe für Eingriffsöffnungen mit Ø 190 mm für dichten Verschluss ausgetauscht werden. Scheiben und Boden aus Acrylglas, Eingriffsöffnungen seitlich mit Iris-Port-Eingriffen (1x rechts, 1x links).

- Aussenmasse B x H x T: 300 x 400 x 400 mm
- Nutzbarer Innenraum (B x H x T): 290 x 390 x 390 mm
- Innenvolumen: 34 l
- Gesamtlast Box: 10 kg
- Eingriffsöffnung: Ø 190 mm
- Arbeitstemperaturbereich: -20 bis +70 °C

Art.-Nr.	Typ	Preis
15.1880.40	Sicco Mini-Handschuhbox, PMMA	CHF 2'410.70

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 14.05.2026 um 20:52 Uhr.