

Wärmethermostat Universa PRO Lauda



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops Q2 2026](#) / Wärmethermostat Universa PRO Lauda

Produktdaten

Das Wärmethermostat mit fortschrittlicher Elektronik gewährleistet präzise Regelgenauigkeit und gleichmäßige Temperaturverteilung. Es kann für interne und externe Temperieraufgaben eingesetzt werden. Die innovative Badrandbelüftung verhindert Vereisung und das Eindringen von Kondensat und Dämpfen in den Kontrollkopf. Der integrierte Webserver erlaubt mittels LAUDA Command App oder browsergestützt die flexible Fernbedienung im Unternehmensnetzwerk, gesichert durch PKI und 2-Faktor-Authentifizierung. Die Anbindung an LAUDA.LIVE ermöglicht eine cloudgestützte Datenanalyse und Fernwartung.

- Effiziente Variopumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
 - Frontumschalter am Kontrollkopf zur Anpassung der Pumpenleistung während des laufenden Betriebs
 - Farbiges 3,5"-TFT-Display mit Verlaufsgrafik
 - Übersichtliche Menüführung in sechs Sprachen und klare Betriebszustandssymbole
 - Integrierte Ethernet- und USB-Schnittstelle
 - Mit Programmgeber, Kalibrieroptionen und Wochenplaner zur Prozesssteuerung
 - Zuverlässiger Unterniveauschutz mit Schwimmer-Technologie
 - Einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm
 - Smarte Temperiermedienverwaltung mit automatischer Grenzwertanpassung
 - Tmax-Taste ermöglicht direkten Zugriff auf Übertemperaturschutz-Einstellung
 - Isoliertes Edelstahlbad mit Entleerungshahn
 - Pumpenanschluss M16x1
 - Sicherheitsklasse III/FL
-
- Material Bad: Edelstahl
 - Temperaturkonstanz: $\pm 0,01$ K
 - Max. Förderleistung: 22 l/min
 - Max. Förderdruck: 0,550 bar
 - Anzeigart: TFT
 - Programmierbar: Ja
 - Mit Deckel: Nein

- Heizleistung: 2,8 kW
- Stromversorgung: 200 ... 240 V, 50/60 Hz
- Steckertyp: CEE
- Schutzart (IP): IP 21

Art.-Nr.	Typ	Volumen	Badöffnung/- tiefe	Aussenmasse (BxTxH)	Preis
6107.7132.97	Universa PRO U 4 P - WLAN- fähig	3 ... 5 l	130 x 100 mm / 160 cm	190 x 330 x 436 mm	CHF 2'570.00 CHF 4'265.00
6107.7132.98	Universa PRO U 4 P	3 ... 5 l	130 x 100 mm / 160 cm	190 x 330 x 436 mm	CHF 2'570.00 CHF 4'265.00
6107.7133.17	Universa PRO U 8 P - WLAN- fähig	5,8 ... 8,5 l	150 x 150 mm / 200 cm	230 x 400 x 476 mm	CHF 2'690.00 CHF 4'485.00
6107.7133.18	Universa PRO U 8 P	5,8 ... 8,5 l	150 x 150 mm / 200 cm	230 x 400 x 476 mm	CHF 2'690.00 CHF 4'485.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 22.04.2026 um 21:59 Uhr.