

Spenderbox KEK

[Produkt im eShop](#)[Startseite](#) / [Labortops Q2 2026](#) / [Spenderbox KEK](#)

Produktdaten

- Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
- Funktionsoberflächen in KEK-Finish
- zur Bestückung mit diversen Einwegartikeln (Hauben, Handschuh, etc.)
- 1 - 4 Abteile
- aufklappbarer Deckel mit Bügelgriff zur Befüllung
- Sichtschlitze auf der Frontseite zur Überwachung des Füllstandes
- geprägte Entnahmeöffnung
- herausnehmbare Auffangschale angeordnet unter der Entnahmeöffnung
- 2 Befestigungslöcher auf der Rückseite zur Wandmontage

Art.-Nr.	Typ	Beschreibung	Masse (B x T x H)	Preis
6105.3284.20	SPB-2-CLN	Anzahl Fächer: 2	300 x 200 x 600 mm	CHF 355.00 CHF 630.00
6105.4949.13	SPB-4-CLN	Anzahl Fächer: 4	600 x 200 x 600 mm	CHF 490.00 CHF 890.00
6105.4949.14	SPB-1-CLN	Anzahl Fächer: 1	150 x 200 x 600 mm	CHF 285.00 CHF 490.00
6105.4949.15	SPB-3-CLN	Anzahl Fächer: 3	450 x 200 x 600 mm	CHF 425.00 CHF 750.00

Weitere Produktbilder





* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 18.05.2026 um 10:07 Uhr.

www.huberlab.ch