

# Pyknometer Industrial Physics

[Produkt im eShop](#)

Startseite / [Labortops Q2 2026](#) / Pyknometer Industrial Physics

## Produktdaten

Nach ISO 2811, DIN 53 217, ASTM D1475  
- Material: Edelstahl

Art.-Nr.	Volumen	Preis
6104.2055.59	50 ml	CHF 335.00 CHF 366.00
6104.2232.04	100 ml	CHF 334.00 CHF 365.00

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 03.05.2026 um 00:13 Uhr.