

Potassium dihydrogen phosphate, analytical reagent, buffer, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.

**Honeywell
Fluka™**

Produkt im eShop

Startseite / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Hilfsstoffe](#) / Potassium dihydrogen phosphate, analytical reagent, buffer, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.

Produktdaten

M	136.09 g/mol
CAS-Nr	7778-77-0
EG-Nr	231-913-4
Lagerung	Room Temp
LGK	13
Sicherheitshinweis(e)	P280
WGK	1

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
30407-1KG	1 Kilo	1KG PLASTIC BOTTLE	CHF 95.55

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2026 um 23:18 Uhr.