

Beverage Standards & Reagents Reagecon



A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY



Produkt im eShop

Startseite / [Marken](#) / [Reagecon Diagnostics](#) / Beverage Standards & Reagents Reagecon

Produktdaten

Standards and Reagents for the M965D Carbon Dioxide Analyser, which has application in the soft drink and brewery industries.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
500.RR0207	1 Liter	HDPE Bottle GL45	CHF 148.95
500.RR021	1'200 Milliliter	HDPE Bottle	CHF 195.05
500.SC021C	200 Milliliter	Glass Ampoule	CHF 311.45
500.SC022C	200 Milliliter	Glass Ampoule	CHF 311.45
500.SC023C	200 Milliliter	Glass Ampoule	CHF 270.85
500.SC024C	200 Milliliter	Glass Ampoule	CHF 270.85
500.SC026C	200 Milliliter	Glass Ampoule	CHF 270.85

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 04.05.2026 um 08:27 Uhr.