

# Cryoscope Standards Reagecon



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Marken](#) / [Reagecon Diagnostics](#) / [Cryoscope Standards Reagecon](#)

## Produktdaten

Reagecon's Cryoscope Standards are used to calibrate, control, verify or validate all models of Cryoscopes that are compliant to International Reference Standard ISO5764/IDF108. The range is completed by the availability of Heat Transfer Fluid and Bath Liquid.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
500.CRYBL	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 27.70
500.HTF250	250 Milliliter	HDPE Bottle	CHF 41.45
500.MTR01025	250 Milliliter	HDPE Flip Top Bottle	CHF 23.75
500.MTR02025	250 Milliliter	HDPE Flip Top Bottle	CHF 23.75
500.MTR020X	100 Milliliter	HDPE Bottle	CHF 15.65
500.MTR03025	250 Milliliter	HDPE Flip Top Bottle	CHF 23.75
500.MTR030X	100 Milliliter	HDPE Bottle	CHF 15.65
500.MTR03525	250 Milliliter	HDPE Flip Top Bottle	CHF 23.75
500.MTR04025	250 Milliliter	HDPE Flip Top Bottle	CHF 23.75
500.MTR040X	100 Milliliter	HDPE Bottle	CHF 15.65

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 10.05.2026 um 23:26 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)