

# Total Acid No. (TAN) and Total Base No. (TBN) Standards and Reagents

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Marken](#) / [Reagecon Diagnostics](#) / Total Acid No. (TAN) and Total Base No. (TBN) Standards and Reagents

## Produktdaten

Reagecon's TAN and TBN range includes a selection of Solvents, Titrants, Standards, Buffers and Electrolytes specifically formulated for the testing of TAN and TBN using ASTM methods D664, D2896 and D4739 (in-service lubricants).

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
500.KOH001F	1 Liter	Amber Glass Winchester Bottle GL45	CHF 59.55
500.KOH001H	500 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle GL45	CHF 43.15
500.KOH01F	1 Liter	Amber Glass Winchester Bottle GL45	CHF 59.70
500.KOH01H	500 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle GL45	CHF 79.85
500.NAAC010F	1 Liter	HDPE Bottle GL45	CHF 88.30
500.PH201005	500 Milliliter	HDPE Triple-leached	CHF 79.85
500.PH20101	1 Liter	HDPE Bottle GL45	CHF 59.55
500.RETAN005	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 131.85
500.RETAN01	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 131.85
500.RETAN01R	100 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 264.35
500.RETAN01S	300 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 643.95
500.RETAN02	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 140.40
500.RETAN05	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 131.85
500.RETAN05R	100 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 441.25
500.RETAN05S	300 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 643.95
500.RETAN10	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 131.85
500.RETAN10R	100 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 441.25
500.RETAN10S	300 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 643.95
500.RETAN15	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 341.40
500.RETAN15R	100 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 441.25

500.RETAN15S	300 Gramm	Amber Glass Winchester	CHF 643.95
500.RETAN20	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 243.85
500.RETAN20S	300 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 643.95
500.RETAN25	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 131.85
500.RETAN25R	100 Gramm	Amber Glass Winchester	CHF 238.50
500.RETAN25S	300 Gramm	Amber Glass Winchester	CHF 643.95
500.RETAN30	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 243.85
500.RETAN30R	100 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 377.76
500.RETAN30S	300 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 643.95
500.RETAN45	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 243.85
500.RETAN45R	100 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 441.25
500.RETAN45S	300 Gramm	Amber Glass Winchester	CHF 643.95
500.RETAN49	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 232.25
500.RETBN05	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 344.65
500.RETBN1	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 269.70
500.RETBN10	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 269.70
500.RETBN10R	100 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 441.25
500.RETBN10S	300 Gramm	Amber Glass Winchester	CHF 643.95
500.RETBN15	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 269.70
500.RETBN1R	100 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 441.25
500.RETBN1S	300 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 643.95
500.RETBN3	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 269.70
500.RETBN30	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 269.70
500.RETBN30S	300 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 643.95
500.RETBN3R	100 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 441.25
500.RETBN40R	100 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 441.25
500.RETBN40S	300 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 643.95
500.RETBN50	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 269.70
500.RETBN6	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 269.70
500.RETBN6R	100 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 441.25
500.RETBN6S	300 Gramm	Amber Glass Winchester	CHF 643.95
500.RETBN70	50 Gramm	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 269.70
500.RETBN70S	300 Gramm	Amber Glass Winchester	CHF 643.95
500.TANSOLVF	1 Liter	Amber Glass Winchester Bottle GL45	CHF 133.15
500.TANSOLVF10	10 Liter	HPDE Container	CHF 471.05
500.TANSOLVF20	20 Liter		CHF 846.85
500.TANSOLVW	2 Liter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 143.10

500.TBNSOLV1F	1 Liter	Amber Glass Winchester Bottle GL45	CHF 76.00
500.TBNSOLV1F10	10 Liter	HPDE Container	CHF 528.55
500.TBNSOLV1F20	20 Liter		CHF 934.90
500.TBNSOLV1W	2 Liter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 152.65
500.TBNSOLV2F	1 Liter	Amber Glass Winchester Bottle GL45	CHF 112.60
500.TBNSOLV4W	2 Liter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 257.65

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 18.05.2026 um 08:34 Uhr.