

# EasyDip™ Slide Staining System

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Mikroskopie](#) / [Objektträger](#) / EasyDip™ Slide Staining System

## Produktdaten

- Hergestellt aus Acetal
- Nicht autoklavierbar. Nicht zur Verwendung mit Phenol, Jod oder Eisenchlorid geeignet. Nicht für Gram-Färbung empfohlen.

### EasyDip™ Objektträger-Färbegestell

Das EasyDip™ Objektträger-Färbegestell fasst bis zu 12 Objektträger mit den Abmessungen 75 x 25 mm (3 x 1 Zoll) oder 76 x 26 mm mit einer Dicke von 1,0 und 1,2 mm. Die Objektträger passen in die einzelnen Schlitze, so dass die Färbeflüssigkeit frei fließen und schnell ablaufen kann. Nur in dunkelgrau erhältlich. EasyDip™-Küvetten sind separat erhältlich.

- Bietet Platz für bis zu 12 Objektträger
- Einzelne Schlitze für Objektträger
- Einfache Entnahme der Objektträger

### EasyDip™ Objektträger-Färbeküvetten

Die EasyDip™-Färbegläser bestehen aus Acetal und zerbrechen nicht wie die meisten Küvetten. Sie widersteht den meisten Färbemitteln, einschliesslich Alkohol und Xylol (aber nicht Phenol, Jod oder Eisenchlorid).

Der breite, stabile Boden sorgt für mehr Stabilität, während das Innere vertieft ist, was ein kleineres Reagenzienvolumen von nur 80 ml ermöglicht.

Leicht zu reinigen und keine korrodierenden Metalle. Ideal für spezielle Färbungen, Gefrierschnitte und besondere Verfahren.

Erhältlich in 5 verschiedenen Farben zur besseren Identifizierung des Inhalts oder der Anwendungen. Gestelle sind separat erhältlich.

- Beständig gegen die meisten gebräuchlichen histologischen Lösungsmittel
- 80 ml Reagenzienvolumen
- Einzelne Gläser sind in 5 Farben erhältlich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Vol.	L x B x H	Farbe	Preis
10.0390.01	Gestell für 12 Objektträger (ohne Küvette)	- ml	60 x 64 x 97 mm	dunkelgrau	CHF 195.55

10.0390.02	Färbeküvetten für Objektträger	80 ml	76 x 64 x 92 mm	blau	CHF 100.32
10.0390.03	Färbeküvetten für Objektträger	80 ml	76 x 64 x 92 mm	grün	CHF 100.32
10.0390.04	Färbeküvette für Objektträger	80 ml	76 x 64 x 92 mm	rosa	CHF 82.45
10.0390.05	Färbeküvette für Objektträger	80 ml	76 x 64 x 92 mm	weiss	CHF 100.32
10.0390.06	Färbeküvetten für Objektträger	80 ml	76 x 64 x 92 mm	gelb	CHF 100.32
10.0390.07	Set mit 5 Küvetten und 1 Rack	80 ml	76 x 64 x 92 mm	farbig sortiert (blau, grün, rosa, weiss, gelb)	CHF 132.00

## Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
10.0390.99	Edelstahlhalter für EasyDip™	ab CHF 110.62

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 21.04.2026 um 14:20 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)