

Deep Well Platten 1,2 ml TreffLab

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [High-Throughput-Screening \(HTS\)](#) / [Microplatten](#) / [Deep Well Platten 1,2 ml TreffLab](#)

Produktdaten

Zur Aufbewahrung von Blutproben, kompatibel mit Pipettierautomaten / Mehrkanalpipetten, mit rundem Boden, farblos

- 1.2 ml Well-Volumen (1 ml bei geschlossenem Deckel)
- Alphanumerisches Raster
- Stapelbar
- SBS Abdruck für den Einsatz mit Pipettierrobotern
- PP: autoklavierbar (121°C / 20 Min.)
- PS: nicht autoklavierbar

Art.-Nr.	Material	Verpackung	Volumen / Well	Rand	Preis
2.0842.01	PP	8 Pack x 4 Stk.	1,2 ml	erhöht	CHF 131.20
2.8419.01	PS	8 Pack x 4 Stk.	1,2 ml	erhöht	CHF 120.64
2.8519.01	PS	8 Pack x 4 Stk.	1,2 ml	erhöht	CHF 132.80
2.8529.01	PP	8 Pack x 4 Stk.	1,2 ml	erhöht	CHF 155.25
2.8564.01	PS	8 Pack x 4 Stk.	1,2 ml	Standard	CHF 98.85
2.8882.01	PS	8 Pack x 4 Stk.	1,2 ml	Standard	CHF 121.92
2.8996.01	PP	8 Pack x 4 Stk.	1,2 ml	Standard	CHF 86.40
2.9118.01	PP	8 Pack x 4 Stk.	1,2 ml	Standard	CHF 100.80

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 04.05.2026 um 20:12 Uhr.