

# Mobiler Überschuhspender HYGOSTAR Franz Mensch



Produkt im eShop

Startseite / [FranzMensch](#) / Mobiler Überschuhspender HYGOSTAR Franz Mensch

## Produktdaten

### Überschuhspender HYGOSTAR

Für Mitarbeiter und Besucher von Hotels, Firmen, Schulen, Labors, Büros, Gastronomieeinrichtungen, Krankenhäusern, Molkereien, Baugewerben, Ausstellungsräumen und -häusern, Produktionsstätten, Reinräumen und Schutzzonen.

### Überschuhspender Easy Box

- besonders kostengünstiger Überschuhspender
- für geringes Besucheraufkommen
- Platz für 40 Überschuhe
- sehr platzsparend
- flexibel einsetzbar, da ohne Strom

### Überschuhspender HYGOMAT® Classic

Kein Bücken, mit Griff zum Festhalten - für noch bequemeres Anziehen, viermal schneller als normales Überschuhe-Anziehen, mit Sichtfenster, damit der Füllstand jederzeit erkennbar ist, in wenigen Sekunden mit Überschuhen nachgefüllt.

- 4x schneller als manuelles Überschuhe-Anziehen
- platzsparend und ohne Strom
- Platz für bis zu 110 Überschuhe
- einfaches Handling, sehr leise

### Überschuhspender HYGOMAT® Comfort

Kein Bücken, mit Griff zum Festhalten - für noch bequemeres Anziehen, viermal schneller als normales Überschuhe-Anziehen, mit Sichtfenster, damit der Füllstand jederzeit erkennbar ist, in wenigen Sekunden mit Überschuhen nachgefüllt.

- äusserst effizientes System für Einwegüberschuhe
- 4x schneller als manuelles Anziehen
- sehr benutzerfreundlich, kein Bücken
- funktioniert ohne Strom
- mit Haltegriff für bequemeres Anziehen
- Platz für bis zu 220 Überschuhe

## Überschuhspender HYGOMAT® Cleanroom

Besonders hygienisch da Rück- und Seitenwand aus Edelstahl, lässt sich daher sehr gut reinigen und desinfizieren, mit 2 Rollen an der Rückseite - kann schnell und einfach an einen anderen Platz gerollt werden, sehr flexibel, speziell für Reinräume und Pharma.

- 4x schneller als manuelles Überschuhe-Anziehen
- geeignet für Reinräume der ISO Klasse 5
- besonders hygienisch, da aus Edelstahl (Rückseite und Seitenwände)
- lässt sich daher sehr gut reinigen und desinfizieren
- flexible Einsatzmöglichkeiten, da kein Strom notwendig
- extrem sauber, da Überschuh nicht durch Anfassen mit den Händen kontaminiert wird
- 100% hygienisch, keine Kreuz-Kontamination

Art.-Nr.	Beschreibung	Masse	Gewicht	Preis
3.4924.06	Überschuhspender Easy Box	400 x 210 x 120 mm	1.5 kg	CHF 84.00
3.4924.08	Überschuhspender HYGOMAT Classic	695 x 315 x 230 mm	8.5 kg	CHF 366.00
3.4924.09	Überschuhspender HYGOMAT® Cleanroom	740 x 300 x 730 mm	17.5 kg	CHF 725.00
3.4924.11	Überschuhspender HYGOMAT® Comfort	740 x 300 x 730 mm	17,5 kg	CHF 587.00

## Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
3.4924.13	Überschuhe für Überschuhspender HYGOMAT® Franz Mensch	ab CHF 195.58

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 15.05.2026 um 08:26 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)