

Samplepack Zentrifugenröhrchen 15 ml Greiner Bio-One



Produkt im eShop



Startseite / [Marken](#) / [Greiner Bio-One](#) / Samplepack Zentrifugenröhrchen 15 ml Greiner Bio-One

Produktdaten

Das Sortiment von Greiner Bio-One Röhrchen ist sehr vielseitig und genügt einer Vielzahl unterschiedlicher Ansprüche. Die Röhrchen weisen eine sehr gute thermische, mechanische und chemische Stabilität auf. Sie verfügen zudem über eine exakte Graduierung und ein grosses weisses Schriftfeld.

- Frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA
- Frei von nachweisbaren Endotoxinen, frei von zytotoxischen Substanzen
- Polypropylen weist eine hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit auf, weshalb es sehr gut für die Lagerung von chemischen und biologischen Proben geeignet ist
- Polystyrol ist aufgrund der hohen Transparenz des Materials besonders gut für optische Messungen geeignet
- Mit konischem Boden für optimale Zentrifugierbarkeit
- Mit Graduierung und Schriftfeld
- Mit Schraubverschluss

Samplepack enthält: 7.188 271-N und 7.188 171

Art.-Nr.	Preis
7.188 999	gratis

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 21.04.2026 um 10:16 Uhr.

www.huberlab.ch