

AutoFlask für automatisierte Systeme CELLSTAR® Greiner Bio-One

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Zellbiologie](#) / [Zellkultur Verbrauchsmaterial](#) / [Zellkultur Flaschen](#) / [AutoFlask für automatisierte Systeme CELLSTAR® Greiner Bio-One](#)

Produktdaten

- Kompatibel mit vielfältigen Zellkultur und Liquid Handling Systemen
- Hydrophobe Membran für einen optimalen Gasaustausch
- Vorgeschlitztes mehrfach injizierbares Septum
- Zentrifugationstasche für die Zellseparation

Handhabung und Pipettieren in horizontaler Position

- Format (L x B x H): 127,76 x 85,48 x 19,5 mm
- Barcode kundenspezifisch
- Max. Volumen 110 ml

Art.-Nr.	TC-behandelt	Fläche	Farbkodierung g	Stk. Beutel/Krt.	Arbeitsvol.	Preis
7.779 160	+	83,6 cm ²	rot	10/100	20 - 40 ml	CHF 1'347.00
7.779 190	-/Suspension	83,6 cm ²	weiss	10/100	60 - 80 ml	CHF 1'347.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 15.05.2026 um 10:21 Uhr.