

## Reinigungskonzentrat - HELLMANEX III



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Reinigungschemikalien](#) / [Manuelle Reinigung](#) / [Reinigungskonzentrat - HELLMANEX III](#)

### Produktdaten

Hochwirksames, alkalisches Konzentrat für die Reinigung von Küvetten aus Glas und Quarzglas und von anderen empfindlichen optischen Teilen.

- Deutliche Herabsetzung der Oberflächenspannung
- Ausgezeichnete Abspülbarkeit
- Verwendung spezieller Tenside ohne Absorption oberhalb 288 nm
- Sehr gute Materialverträglichkeit, Reduzierung von Glaskorrosion
- Inkl. 1,4 kg PE Flasche (1 l)
- Bei Anwendung der empfohlenen Konzentration von 0,5 bis 2 Vol.-% ergibt sich ca. 50 bis 200 l Reinigungsflüssigkeit



Art.-Nr.	Volumen	Preis
6.4005.01	1000 ml	CHF 118.55
6.4005.06	220000 ml	CHF 8'120.00

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 24.05.2026 um 09:16 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)