

## Silikon-Dichtungen



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [Laborflaschen](#) / [Silikon-Dichtungen](#)

### Produktdaten

Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT und mit GL-Gewinde, zum Durchstechen (Septa)

- Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze)
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Das Silikon ist peroxidisch vernetzt

Art.-Nr.	Grösse	Gewinde	Preis
9.9246.05	12 x 2 mm	14	CHF 120.00
9.9246.06	16 x 2 mm	18	CHF 125.00
9.9246.07	15 x 4 mm	SVL 15	CHF 1.50
9.9246.08	29 x 2 mm	32	CHF 19.50
9.9246.09	22 x 2 mm	25	CHF 185.00
9.9246.10	42 x 3 mm	45	CHF 5.80
9.9246.11	43 x 3 mm	45	CHF 0.75 CHF 2.00
9.9246.15	15 x 2 mm	SVL 15	CHF 72.00

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 18.05.2026 um 21:33 Uhr.