

## HZ MICROWELL RACK,SS, 48 EU



Product in eShop

[Home](#) / [Assortment](#) / [Environmental technology](#) / [Sampling & Sample Storage](#) /

### Product Data

Die stabilen Gestelle eignen sich für die Lagerung von Genombibliotheken, für DNA- und RNA-Bibliotheken, für die Lagerung von Verbindungen für Screenings mit hohem Durchsatz sowie für die Kurz- und Langzeitlagerung von Verbindungen und Mikroorganismen.

- Geeignet für 1,0 ml Cryobank und Bank-It™ Rörchen für die Cryorörchenlagerung
- Horizontales Gestell-Design passend für die meisten Kühl- und Gefrierschränke
- Rückhalteklammer an jedem Fach zum sicheren Fixieren der Platten
- Robuste Griffe oben und seitlich für den leichten Transport
- Etikettenhalter zur leichten Identifizierung des Gestellinhalts

Item No.	trays	w x d x h	Price
15.5039.18	16 (4 x 4)	387 x 139 x 216 mm	CHF 686.20

\* The prices are non-binding and are to be understood as selling prices in Swiss francs without value added tax (VAT), as well as all other fees, charges and taxes. The prices displayed in the eShop may differ from the PDF file due to regular updates.

\*\* Please note that when ordering chemicals and detergents, transport and packaging costs for hazardous goods as well as legally prescribed fees are charged. These will be shown in detail on the order confirmation, which you will receive in addition to the confirmation of receipt.

\*\*\* Further information such as technical information and safety data sheets can be found online in our eShop.

\*\*\*\* The PDF file was created on [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) on 28.04.2026 at 09:28 o'clock.