


# Microplatten Lagerungsgestell Kunststoff Nunc™ 50 BxTxH: 25 x 51 x 14cm, horizontales Design

[Product in eShop](#)

[Home](#) / [Assortment](#) / [Environmental technology](#) / [Sampling & Sample Storage](#) /

## Product Data

Nunc Kunststoffracks dienen als sicheres und praktisches Lagersystem und ermöglichen den Transport von Proben in Mikrotiterplatten, DeepWell-Platten und Cryobank-Racks. Diese Racks sind ideal zur Lagerung von Genombibliotheken, DNA- und RNA-Bibliotheken sowie Verbindungen für das Hochdurchsatz-Screening.

- Horizontales Design passt in Tiefkühlgeräte und -schränke sowie in Inkubatoren
- Ein Verschlussclip hält die Platten sicher im Gestell
- Griffe oben und an den Seiten für einfachen Transport
- Sperrriegel zur Sicherung der Platten
- Griff für praktischen Transport
- Kältebeständig bis -80°C
- Nicht für die Verwendung in flüssigem/gasförmigem Stickstoff geeignet

Item No.	description	dimensions (w x d x h)	Price
7.3442.80	Einlagen/Einschübe: 10 übereinander x 5 nebeneinander	25 x 51 x 14 cm	CHF 591.25
7.3443.80	Einlagen/Einschübe: 5 übereinander x 5 nebeneinander	25 x 51 x 14 cm	CHF 612.60

\* The prices are non-binding and are to be understood as selling prices in Swiss francs without value added tax (VAT), as well as all other fees, charges and taxes. The prices displayed in the eShop may differ from the PDF file due to regular updates.

\*\* Please note that when ordering chemicals and detergents, transport and packaging costs for hazardous goods as well as legally prescribed fees are charged. These will be shown in detail on the order confirmation, which you will receive in addition to the confirmation of receipt.

\*\*\* Further information such as technical information and safety data sheets can be found online in our eShop.

\*\*\*\* The PDF file was created on [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) on 22.04.2026 at 04:19 o'clock.