

## Gloves sterile KIMTECH™ G3 weiss nitrile

[Product in eShop](#)

[Home](#) / [Cleanroom](#) / [Gloves sterile KIMTECH™ G3 weiss nitrile](#)

### Product Data

Les gants en nitrile blanc stériles Kimtech™ G3 spécifiques pour les mains offrent un contrôle de la contamination et une propreté inégalés, protégeant à la fois le porteur et les processus dans un certain nombre d'environnements réglementés de salles blanches. Grâce à leur finition en nitrile blanc de haute qualité, les gants stériles spécifiques pour les mains conviennent parfaitement aux salles blanches conformes à la norme EU GMP ISO classe 5 (niveau A). Les applications à haut risque requièrent une protection stérile contre la contamination qui soit certifiée pour toutes les exigences pertinentes et qui offre un excellent niveau de confort et de contrôle tactique pour rendre les processus sûrs et efficaces. Les gants stériles en nitrile blanc à usage unique Kimtech™ G3 répondent à ces critères : conception conviviale et matériau en nitrile blanc protégeant contre les projections de produits chimiques, les virus, les médicaments cytotoxiques et la contamination par des micro-organismes. Les gants non poudrés disposent d'une surface texturée pour une meilleure préhension et sensibilité, et peuvent être portés avec deux gants l'un sur l'autre. Les gants ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel ni de silicone, ce qui réduit le risque d'irritation de la peau. The Kimtech™ G3 sterile white nitrile gloves are validated to a sterility assurance level (SAL) of 10-6 and have a high purity of maximum 950 particles > 0.5 µm/cm<sup>2</sup> and a maximum endotoxin content of 20 units/pair. The gloves are ready for use in cleanrooms, double-packed in polythene bags to keep your processes and workflows running efficiently.

- Guaranteed conformity: PPE category III in accordance with Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 as amended in the UK, EN ISO 374-1 Type B (KPT) protection against chemical splashes, EN 374-4 resistance to chemical decomposition, EN ISO 374-5, protection against microorganisms and viruses, sterility assurance level (SAL) 10-6. Certificate of analysis available online. Irradiation certificate available online
- Efficient, environmentally friendly white nitrile design, validated to a Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6, in cleanroom compatible packaging to minimise waste without compromising safety
- The fully sterilised white nitrile material is stronger and thinner than latex and has a certified high level of contamination protection against particles, microorganisms, viruses and chemical splashes with a low endotoxin content
- The gloves are hand-specific, disposable and white in colour with high purity
- Textured fingertips improve grip and tactile sensitivity for safer and more efficient processes

Item No.	size	Price
3.7519.20	6	CHF 856.65
3.7519.21	6.5	CHF 856.65
3.7519.22	7	CHF 856.65
3.7519.23	7.5	CHF 856.65
3.7519.24	8	CHF 856.65
3.7519.25	8.5	CHF 856.65
3.7519.26	9	CHF 856.65
3.7519.27	10	CHF 856.65

\* The prices are non-binding and are to be understood as selling prices in Swiss francs without value added tax (VAT), as well as all other fees, charges and taxes. The prices displayed in the eShop may differ from the PDF file due to regular updates.

\*\* Please note that when ordering chemicals and detergents, transport and packaging costs for hazardous goods as well as legally prescribed fees are charged. These will be shown in detail on the order confirmation, which you will receive in addition to the confirmation of receipt.

\*\*\* Further information such as technical information and safety data sheets can be found online in our eShop.

\*\*\*\* The PDF file was created on [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) on 10.05.2026 at 23:26 o'clock.